



KOMPATIBILITÄTS-TABELLE BATEC

1. ERLAUBTE MASSE: Minimum - Maximum

SITZBREITE	von 30 cm bis 50 cm
MINDESTABSTAND BODEN ZU FUSSPLATTE	5 cm
MINDESTHÖHE SITZKANTE VORNE	45 cm
MINDESTABSTAND SITZKANTE ZU FUSSPLA.	30 cm
MAX. BENUTZERGEWICHT	110 Kgs

2. ROLLSTUHLMODELLE DIE MIT BATEC KOMPATIBEL SIND

MARKE	MODELL	RAHMEN	KLEMMEN	INSTALLATION
COLOURS	SPAZZ / SPAZZ G	STARR	D25	F
COLOURS	SABER	STARR	D25	F
COLOURS	SHOCKBLADE	STARR	D25	F
COLOURS	RAZORBLADE	STARR	D25	F
COLOURS	BOING!	STARR	D25	F
COLOURS	ZEPHYR	STARR	D19	F
COLOURS	ECLIPSE	STARR	D25	F
GTM	GTM1	STARR	D25	F
GTM	BASIC	STARR	D25	M
GTM	HAMMER	STARR	D35	D
GTM	CARISA	STARR	D19	D
GTM	CHALLENGER	STARR	D35	D
GTM	SHOCK	STARR	D35	D
GTM	PRESIDENT	STARR	D19	D
GTM	ENDEAVOUR	STARR	D35	D
GTM	MUSTANG	STARR	D30	M
KUSCHALL	K4	STARR	D30	F
KUSCHALL	K4 AIRLITE	STARR	D30	F
KUSCHALL	KSL	STARR	D30	F
KUSCHALL	ADVANCE	STARR	ESPECIALES ADVANCE	M
KUSCHALL	COMPACT	FALTBAR	D25	M
KUSCHALL	ULTRALIGHT	FALTBAR	D25	M
KUSCHALL	CHAMPION	FALTBAR	D30	F

ORACING	Verschiedene Modelle	FIJO		
OTTOBOCK	VENTUS	STARR	D30	F
OTTOBOCK	BLIZZARD	STARR	ESPECIALES BLIZZARD	M
OTTOBOCK	MOTUS CV	FALTBAR	D25	M
OTTOBOCK	MOTUS CS	FALTBAR	D25	M
PANTHERA	S2	STARR	D22	F
PANTHERA	U2	STARR	ESPECIALES PANTHERA	D
PROGEO	JOKER	STARR	OVAL PROGEO	F
PROGEO	JOKER ENERGY	STARR	OVAL PROGEO	F
PROGEO	JOKER EVOLUTION	STARR	OVAL PROGEO	F
PROGEO	NOIR	STARR	OVAL PROGEO	M
PROGEO	TEKNA	FALTBAR	OVAL PROGEO	F
PROGEO	TEKNA ADVANCE	FALTBAR	OVAL PROGEO	F
PROGEO	BASIC LIGHT	FALTBAR	D22	F
PROGEO	EXELLE	FALTBAR	D22	F
QUICKIE	HELIUM	STARR	OVAL QUICKIE	F
QUICKIE	HELIUM PRO	STARR	OVAL QUICKIE	F
QUICKIE	TI	STARR	D25	D
QUICKIE	ARGON	STARR	D30	F
QUICKIE	ARGON TI	STARR	D30	F
QUICKIE	REVOLUTION	STARR	D25	D
QUICKIE	LIFE R	STARR	D22	F
QUICKIE	XENON	FALTBAR	OVAL QUICKIE	M
QUICKIE	NEON	FALTBAR	D30	M
QUICKIE	NEON REP. EXTR.	FALTBAR	D25	M
QUICKIE	LIFE	FALTBAR	D22	M
QUICKIE	EASY MAX	FALTBAR	D22	M
QUICKIE	HELIX	FALTBAR	D22	M
RGK	Verschiedene Modelle	STARR		
TILITE	Z10	STARR	D30	F
TILITE	ZRA	STARR	D30	F
TILITE	ZR	STARR	D30	M
TILITE	TR	STARR	D30	M
TILITE	AEROZ	STARR	D30	F
TILITE	AEROR	STARR	D25	F
TILITE	AEROX	FALTBAR	D25	M
TILITE	TX	FALTBAR	D25	M
TILITE	2GX	FALTBAR	D25	M
TOP-END	TERMINATOR STD/TITAN.	STARR	D25	D
TOP-END	CROSSFIRE	STARR	D25	D

Wenn Sie einen Rollstuhl haben der nicht auf der Liste steht, fragen Sie ihren Fachhändler, ob eine Anbaumöglichkeit besteht.

3. ROLLSTUHLMODELE DIE NICHT KOMPATIBEL MIT BATEC SIND

MARKE	MODELL	GRUND DER INKOMPATIBILITÄT
KUSCHALL	R33	RAHMEN NICHT PARALLEL
KUSCHALL	K4 CARBONO	RAHMEN MATERIAL
KUSCHALL	CHAMPION CARBONO	RAHMEN MATERIAL
PANTHERA	X	RAHMEN MATERIAL
PANTHERA	U2 LIGHT	RAHMEN FORM
PROGEO	EXCELLE VARIO	RAHMEN FORM
PROGEO	YOGA	FALTMECHANISMUS
PROGEO	EGO	FALTMECHANISMUS
QUICKIE	XENON REP EXTR	FALTMECHANISMUS
TILITE	AERO T	RAHMEN FORM