

**Bestellung**

Kundennummer	Ansprechperson
Kommission	Tel./Fax/eMail
<b>Rechnungsanschrift</b>	<b>Lieferanschrift</b> (falls abweichend)
Straße u. Hausnummer	Straße u. Hausnummer
Adresszusatz	Adresszusatz
PLZ u. Ort	PLZ u. Ort

**PRIMUS CARE****Tarif-Position 500 200****Pflegerollstuhl**

Max. Zuladung 125 Kg

**Grundpreis: 2`580.00 CHF****Grundausrüstung:**

- Farbe: Silbergrau
- Schiebebügel winkelverstellbar
- Kopfstütze mit verstellbaren Seitenpelotten
- Rückenlehnen winkelverstellbar über Gasfeder
- Rückenlehne höhenverstellbar
- Sitzkantelung winkelverstellbar über Gasfeder
- Sitzhöhe einstellbar 55 cm und 57.5 cm
- Bremsen für Begleitperson (Trommelbremse)
- Hinterräder mit Steckachsen
- Armlehnen höhen-längenverstellbar, abnehmbar
- Beinstützen winkelverstellbar, wegschwenkbar
- Fussplatte winkelverstellbar mit Fersenband
- PU Pannensichere Hinter und Vorderräder
- Antikipprollen mit integrierter Kipphilfe
- Sitz-Rückenbezug und Armlehnen Dartex
- Seitenpelotten abschwenkbar Dartexbezug
- Abduktionskeil mit Dartexbezug
- Therapietisch aufschiebbar

**Zubehör:**

	Preis CHF	Tarif-Pos.
<input type="checkbox"/> Therapietisch abschwenkbar	380.00	500 117
<input type="checkbox"/> Armschale links	165.00	500 132
<input type="checkbox"/> Armschale rechts	165.00	500 132
<input type="checkbox"/> Armschalenadapter drehbar	298.00	500 132
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Paar	160.00	500 125
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerung Paar	65.00	500 105
<input type="checkbox"/> Lordosenunterstützung SB 41-46	149.00	
<input type="checkbox"/> Lordosenunterstützung SB 48-53	149.00	
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt	55.00	500 111

**Sitztiefe:**

- 41-50 cm Einstellbar

**Sitzhöhe:**

- 55 cm  
 57.5 cm

**Sitzbreite:**

- Sitzbreite 37-42 cm  
 Sitzbreite 41-46 cm  
 Sitzbreite 48-53 cm