

**Bestellung**

Kundennummer	Ansprechperson
Kommission	Tel./Fax/eMail
<b>Rechnungsanschrift</b>	<b>Lieferanschrift</b> (falls abweichend)
Straße u. Hausnummer	Straße u. Hausnummer
Adresszusatz	Adresszusatz
PLZ u. Ort	PLZ u. Ort

**PRIMUS E 4.0**

Tarif Position 500 200

**Elektrorollstuhl**

Max. Zuladung 136 Kg

**Grundpreis: 5`250.00CHF****Grundausrüstung :**

- Farbe: Silbergrau
- Sitzbreite 40-56 cm
- Sitztiefe 42-56 cm
- Rückenlehnenhöhe 54 cm
- 6 km/h (10 km/h möglich)
- Antriebsmotoren 2 x 450 Watt
- Akkus 2 x 12V, 50Ah
- Ladegerät
- Beleuchtung und Blinkeranlage
- Rückenlehne abklappbar
- Anatomisches Sitzkissen
- Sicherheitsgurt
- Armlehnen abnehmbar, höhenverstellbar
- Kopfstützen höhen und winkeleinstellbar
- Antriebsräder 3.00 x 8" Pannensicher
- Lenkräder 8" x 4" Pannensicher
- Steuerung P&G wegschwenkbar L oder R
- Rückenbespannung Velcro anpassbar
- Rückenwinkel manuell einstellbar  
90 bis 120 Grad

**Zubehör:**

	Preise CHF	Tarif Pos.
<input type="checkbox"/> Rückenwinkel elektrisch verstellbar	<b>600.00</b>	500 118
<input type="checkbox"/> Sitzwinkel elektrisch verstellbar	<b>850.00</b>	500 123
<input type="checkbox"/> Beinstützen höhenverstellbar links	145.00	500 109
<input type="checkbox"/> Beinstützen höhenverstellbar rechts	145.00	500 109
<input type="checkbox"/> Set Sitzverbreiterung 48 x48 cm	237.00	500 212
<input type="checkbox"/> Set Sitzverbreiterung 52 x48 cm	237.00	500 212
<input type="checkbox"/> Set Sitzverbreiterung 56 x48 cm	237.00	500 212
<input type="checkbox"/> Therapietisch abschwenkbar	380.00	500 117
<input type="checkbox"/> Armschale links	165.00	500 132
<input type="checkbox"/> Armschale rechts	165.00	500 132
<input type="checkbox"/> Rucksack	98.00	500 206
<input type="checkbox"/> Regenschutz	140.00	500 204
<input type="checkbox"/> Seitenpelotten links	214.00	500 122
<input type="checkbox"/> Seitenpelotten rechts	214.00	500 122