

**Bestellung**

Kundennummer	Ansprechperson
Kommission	Tel./Fax/eMail
<b>Rechnungsanschrift</b>	<b>Lieferanschrift</b> (falls abweichend)
Straße u. Hausnummer	Straße u. Hausnummer
Adresszusatz	Adresszusatz
PLZ u. Ort	PLZ u. Ort

## Primus ML 2.0

### Modular Rollstuhl ohne Trommelbremse

Max. Zuladung 130Kg

#### Grundausrüstung:

- Farbe: Silbergrau
- Sitzbreiten: 38,40,43,45,48,50,52 cm
- Sitzhöhe von 42,5 bis 53 cm (Lenkradgrösse)
- Sitztiefe 42 cm
- Rückenhöhe 40 cm
- Standard Sitzwinkel 4 Grad
- Armlehnen zurückklappbar, höhenverstellbar
- Beinstützen wegschwenkbar, abnehmbar
- Fussplatten winkelvestellbar mit Fersenband
- Kniehebelbremse aus Aluminium
- Hinterräder mit Steckachsen
- Hinterräder 24 Zoll pannensicher
- Vorderräder 7 Zoll pannensicher
- Lenkradgabel aus Aluminium
- Sitzwinkel / Kastorbuchse einstellbar
- Rückenpolster mit Velcrobänder einstellbar
- Leergewicht von 15.8 Kg bis 18.7 Kg

#### Sitzhöhe:

- Sitzhöhe 42.5 cm
- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzhöhe 47.5 cm
- Sitzhöhe 50 cm
- Sitzhöhe 52.5 cm

Bei Sitzhöhe 42.5 und 45 müssen die Radgabeln und die Vorderräder gewechselt werden.

Umbau durch Rehab auf Sitzhöhe 42.5cm und 45 cm Radgabeln, Vorderräder, Montagekosten

Umbau auf Sitzhöhen 52.5 cm und 47.5 cm durch Rehab

### Tarif-Position 520 000

**Grundpreis: 679.00 CHF**

#### Zubehör:

	Preis CHF	Tarif-Pos
<input type="checkbox"/> Therapietisch abschwenkbar	Fr. 380.00	500 117
<input type="checkbox"/> Therapietisch aufscheibbar	Fr. 240.00	500 117
<input type="checkbox"/> Beinstütze winkelvestellbar links	Fr. 180.00	500 109
<input type="checkbox"/> Beinstütze winkelvestellbar rechts	Fr. 180.00	500 109
<input type="checkbox"/> Stumpfaufgabe	Fr. 145.00	500 212
<input type="checkbox"/> Armschale links	Fr. 165.00	500 132
<input type="checkbox"/> Armschale rechts	Fr. 165.00	500 132
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Paar	Fr. 160.00	500 125
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerungen Paar	Fr. 65.00	500 105
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt	Fr. 55.00	500 111
<input type="checkbox"/> Regenschutz	Fr. 140.00	500 204
<input type="checkbox"/> Seitenpelotte links	Fr. 285.00	500 122
<input type="checkbox"/> Seitenpelotte rechts	Fr. 285.00	500 122
<input type="checkbox"/> Kopfstützen faltbar	Fr. 285.00	500 114
<input type="checkbox"/> Stossgrifferrhöhung	Fr. 95.00	500 130
<input type="checkbox"/> Anti-Kipprollen mit Kipphilfe Paar	Fr. 115.00	500 101
<input type="checkbox"/> Stockhalter	Fr. 25.00	500 129
<input type="checkbox"/> AHV Set bestehend aus: Anti-Kipprollen, Sicherheitsgurt Stockhalter, Sitzkissen	Fr. 150.00	

#### Sitzbreite:

<input type="checkbox"/> SB 38 cm Stück.....	SB 48 cm Stück.....
<input type="checkbox"/> SB 40 cm Stück.....	SB 50 cm Stück.....
<input type="checkbox"/> SB 43 cm Stück.....	SB 52 cm Stück.....
<input type="checkbox"/> SB 45 cm Stück.....	

Plus : 135.- Fr.

Plus : 200.- Fr.

Plus : 65.- Fr.