

Bestellung

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kundennummer	Ansprechperson
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kommission	Tel./Fax/eMail
Rechnungsanschrift	Lieferanschrift (falls abweichend)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße u. Hausnummer	Straße u. Hausnummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresszusatz	Adresszusatz
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ u. Ort	PLZ u. Ort

Primus ML-XL

Tarif-Position 520 000

Modular Rollstuhl mit Trommelbremse Grundpreis: 1'289.00 CHF

Max. Zuladung 190 Kg

Grundausrüstung:

- Farbe: Silbergrau
- Sitzbreiten: 52,56,60
- Sitzhöhe von 42,5 bis 53 cm (Lenkradgröße)
- Sitztiefe 43 oder 48 cm
- Rückenhöhe 40 cm
- Doppelte Kreuzstreben
- Armlehnen zurückklappbar, höhenverstellbar
- Beinstützen wegschwenkbar, abnehmbar
- Fussplatten winkelverstellbar mit Fersenband
- Festplatten können zu einer einzigen Platte zusammengebaut werden.
- Kniehebelbremse aus Aluminium
- Verstärkungsbügel am Rücken
- Bremsen für Begleitperson (Trommelbremse)
- Hinterräder mit Steckachsen
- Hinterräder 24 Zoll Pannensicher
- Vorderräder 200 x 50 mm Pannensicher
- Lenkradgabel aus Aluminium
- Sitzwinkel / Kastorbuchse einstellbar
- Leergewicht von 19.6 Kg bis 20.5 Kg

Zubehör:

	Preis CHF	Tarif- Pos
<input type="checkbox"/> Therapietisch abschwenkbar	380.00	500 117
<input type="checkbox"/> Therapietisch aufscheidbar	240.00	500 117
<input type="checkbox"/> Beinstütze winkelverstellbar links	180.00	500 109
<input type="checkbox"/> Beinstütze winkelverstellbar rechts	180.00	500 109
<input type="checkbox"/> Armschale links	165.00	500 132
<input type="checkbox"/> Armschale rechts	165.00	500 132
<input type="checkbox"/> Speichenschutz Paar	160.00	500 125
<input type="checkbox"/> Bremshebelverlängerungen Paar	65.00	500 105
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt	55.00	500 111
<input type="checkbox"/> Regenschutz	140.00	500 204
<input type="checkbox"/> Seitenpelotte links	285.00	500 122
<input type="checkbox"/> Seitenpelotte rechts	285.00	500 122
<input type="checkbox"/> Stossgrifferhöhung	95.00	500 130
<input type="checkbox"/> Stockhalter	25.00	500 129
<input type="checkbox"/> Anti-Kipprollen mit Kipphilfe Paar	115.00	500 101
<input type="checkbox"/> AHV Set bestehend aus: Anti-Kipprollen, Sicherheitsgurt Stockhalter, Sitzkissen	150.00	

Sitzbreite:Sitztiefe:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SB 52 cm Stück..... | <input type="checkbox"/> ST 43 cm |
| <input type="checkbox"/> SB 56cm Stück..... | <input type="checkbox"/> ST 48 cm |
| <input type="checkbox"/> SB 60cm Stück..... | |