

PRIMUS Care

Multifunktionsrollstuhl

HMV-Nr. 18.50.02.7055



Dieser solide Multifunktionsrollstuhl von **BescoMed[®]** findet vor allem in der Pflege seinen vielfältigen Anwendungsbereich. Durch zahlreiche Einstellmöglichkeiten ist er individuell einsetzbar. Er bietet wegen seiner Vielseitigkeit und einfachen Bedienbarkeit zugleich optimalen Komfort für den Patienten als auch für die Begleitperson.

Die bewährte Konstruktion mit den aktuellen Sitzbreitenvarianten, der einstellbaren Sitztiefe und den variablen Sitzhöhen ist damit universal einsetzbar und in den meisten Fällen vollkommen ausreichend. Sitzkantelung und Rückenverstellbarkeit können leicht eingestellt werden und bieten somit gute Voraussetzungen für eine angepasste und bequeme Positionierung der Patienten. In die komfortablen Seitenteile mit ihren verstellbaren Armlehnen lässt sich ohne weiteres ein Therapietisch einschieben. Pannensichere Lenk- und Antriebsräder gehören zur Grundausstattung des Primus Care.

Die dem Körper angepasste Rückenschale mit dem jeweils passenden Sitzkissen, die weit nach hinten verstellbare Rückenlehne, sowie die abnehmbaren und hochschwenkbaren Beinstützen mit Knie- und Wadenpolstern gewährleisten Komfort und Funktionalität.

Die maximale Belastbarkeit des Primus Care beträgt 125 kg bei einem Leergewicht von ca. 33kg, jedoch ohne Beinstützen und Antriebsräder.

Lieferbar ist der Stuhl in der Ausführung „Standard“ bzw. „Comfort“. Zusätzlich halten wir ein umfangreiches Zubehörprogramm vor, mit dem fast alle notwendigen Anwendungsmöglichkeiten ausführbar sind.

An dieser Stelle weisen wir auf die **BescoMed[®]** Schiebe-/Bremshilfe Mobilo ELII HMV-Nr. 18.99.04.1018 hin, die auch für den Primus Care von uns empfohlen wird. Wir zeigen Ihnen gerne, welche Vorteile der Mobilo ELII für Sie hat und wie einfach die Adaption/Verbindung der beiden Produkte zum Set funktioniert.

Fragen Sie uns! Wir helfen gerne.



Stand 05/2011

Irrtümer, Druckfehler sowie Abweichungen aufgrund von Produktionsänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.

Technische Daten

HMV-Nr. 18.50.02.7055

Abmessungen und Gewichte	
Sitzbreite	37 - 42 cm; 41 - 46 cm; 48 - 53 cm
Sitztiefe	41 - 50 cm
Sitzhöhe	55/57,5 cm
Sitzwinkel	>32°
Gesamtbreite	65 - 75 cm
Gesamtlänge	110 cm (Sitzposition)
Gesamthöhe	100 - 125 cm (mit Schiebegriffen)
Rückenlehnenhöhe	50 cm
Leergewicht	ca. 33 kg bei SB 48-53 (in Standardausführung, jedoch ohne Antriebsräder und Beinstützen)
Maximale Belastbarkeit	125 kg

Reifen	
Antriebsräder	24" x 1 3/8" PU (pannensicher)
Lenkräder	200 x 50 mm PU (pannensicher); 2-fach höhenverstellbar

Fahreigenschaften	
Kippstabilität	10°
Wenderadius	85 cm
Max. Hindernishöhe	4 cm

Ausstattung (alphabetisch)	
Anti-Kipprollen mit Ankipphilfen	Schiebebügel verstellbar
Armlehnen gepolstert, höhen- und längenverstellbar	Seitenteile mit Armlehnen, abnehmbar, höhen- und längenverstellbar
Beinstützen mit Längenausgleich, bis 90° verstellbar, ausgestattet mit Knie- und Wadenpelotten	Rückenlehne winkel- und höhenverstellbar
Fußplatten winkelvestellbar mit Fersenbändern	Rahmen silberfarbig
Kopfstütze einstellbar in Höhe, Tiefe, Winkel mit verstellbaren Seitenpelotten	Gebrauchsanleitung

Zubehör (alphabetisch)	
Abduktionskeil mit Halterung	Seitenpelotten abnehmbar, abschwenkbar
Beckengurt	Stockhalter
Kniehebelbremsgriffverlängerung	Therapietisch
lordosenunterstützende Rückenlehne	Trommelbremsen für Begleitperson

Stand 05/2011

Irrtümer, Druckfehler sowie Abweichungen aufgrund von Produktionsänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.