

PRIMUS ML-XL

Leichtgewichtrollstuhl

HMV-Nr. 18.50.02.3033



Abb. mit 200 x 50 (mm) Lenkrädern

Der Leichtgewichtrollstuhl Primus ML-XL von **BescoMed[®]** ist die konsequente Ergänzung im Leichtgewichtprogramm für Patienten mit breiterem Sitzbedarf.

Dieser Rollstuhl mit einstellbaren Sitzhöhen von 42,5 – 55 cm, abhängig, von der Lenkradgröße ist in 3 Sitzbreiten lieferbar: SB 52, 56, 60 (cm). Die Sitztiefe ist mit 43 bzw. 48 cm variabel. Die Rückenlehnen Höhe beträgt 40 cm und ermöglicht damit einen sehr bequemen Halt des Oberkörpers. Aufgrund der Konstruktion dieses Rollstuhls ist ohne Zubehör eine Verlängerung des Radstandes um 9 cm möglich und damit ist die Kippsicherheit auch beinamputierter Menschen gewährleistet.

Pannensichere 6-fach höhenverstellbare Lenkräder in den Abmessungen 200x50 (mm), andere Größen können als Zubehör bestellt und vom Sanitätshaus leicht ausgetauscht werden, gehören beim Primus ML-XL ebenso zum Standard wie auch die pannensichere Bereifung der 24“ Antriebsräder. Zurückklappbare und abnehmbare Seitenteile mit höhen- und längenverstellbaren Armlehnen sind bereits in der Grundausstattung enthalten, genauso wie das hochklappbare Trittbrett. Der XL ist wahlweise auch mit abnehmbaren und abschwengbaren Beinstützen mit winkelverstellbaren und mit Fersenhaltern versehenen Fußplatten ausgestattet.

Mit den beiden Doppelkreuzstreben nimmt der Primus ML-XL eine maximale Gesamtbelastung von 190 kg auf und ist damit wieder ein echter Alleskönner in seiner Klasse. Durch das niedrige Leergewicht von 19,6 – 20,5 kg lässt sich auch der XL leicht transportieren und kann in gefaltetem Zustand gut im Kofferraum verstaut werden. Damit sind Sie als Patient in dieser Hinsicht kaum in Ihrer Mobilität eingeschränkt. Lieferbar ist ein umfangreiches Zubehörprogramm, mit dem weitere Anwendungsmöglichkeiten gewährleistet sind.

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Fragen Sie uns! Wir helfen.

Stand 01/2013

Irrtümer, Druckfehler sowie Abweichungen aufgrund von Produktionsänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.



Technische Daten

HMV-Nr. 18.50.02.3033

| Abmessungen und Gewichte | |
|--------------------------|---|
| Sitzbreite | 52 cm, 56 cm, 60 cm |
| Sitztiefe | 43 cm, 48 cm |
| Sitzhöhe | 43 cm - 55 cm (abhängig von Vorderradgröße) |
| Sitzwinkel | 4° |
| Gesamtbreite | Sitzbreite + 20 cm (mit TBB) |
| Gesamtlänge | 110 cm (mit Fußstützen) |
| Gesamthöhe | 84 cm bis 96 cm (mit Schiebegriffen) |
| Rückenlehnenhöhe | 40 cm |
| Rückenwinkel | 5° |
| Leergewicht | 19,6 kg / 20,1 kg / 20,5 kg |
| Maximale Belastbarkeit | 190 kg |

| Reifen | |
|---------------|--------------------------------|
| Antriebsräder | 24" x 1 3/8" PU (pannensicher) |
| Lenkräder | 200 x 50 mm PU (pannensicher) |

| Fahreigenschaften | |
|-------------------|-----|
| Kippstabilität | 11° |

| Ausstattung <small>(alphabetisch)</small> | |
|---|--|
| Ankipphilfen | |
| Armlehnen höhen- und längenverstellbar | |
| Schiebegriffe Biocolor Gummi | |
| Stopfen für Beinstützenprofile und Gebrauchsanweisung | |

| Zubehör | |
|---|--|
| Anti-Kipprollen | Sicherheitsgurt |
| Beinstützen winkelverstellbar bis 90° | Speichenschutz transparent |
| Kniehebelbremsgriffverlängerung | Stockhalter |
| Lenkräder 4", 5", 6", 7", 8" (x32mm), 125 x 40 (mm), 140 x 40 (mm), PU pannensicher | Zubehörset Comfort bestehend aus Anti-Kipprollen, Sicherheitsgurt, Sitzkissen, Stockhalter |
| Sitzkissen | Therapeutisch |

Stand 01/2013

Irrtümer, Druckfehler sowie Abweichungen aufgrund von Produktionsänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.