

PRIMUS TRS XL

Dusch- und Toilettenrollstuhl



Jeder Mensch ist individuell. Auch in seinen Größen und Gewichten. Menschen mit hohem Übergewicht oder Adipositas Patienten benötigen als Unterstützung im Alltag besonders stabile Hilfsmittel. Wie im sogenannten Normalbereich auch, gibt es bei den XL und XXL Produkten bestimmte Kriterien, die eine größere Bandbreite abdecken können. Nicht jeder Schwerlastrollstuhl muss eine Maßanfertigung sein. Es gibt Produkte, die wie bei der Bekleidung auch auf die gängigen Körpermaße und Gewichte ausgelegt sind und dann passen wie angegossen.

Deshalb hat **BescoMed[®]** jetzt den Dusch Toilettenrollstuhl Primus TRS XL in sein Programm aufgenommen. Der Dusch Toilettenrollstuhl Primus TRS XL mit 24“ Antriebsrädern erhält seine Stabilität und Sicherheit durch zusätzliche Querverstrebungen. Er verfügt über eine 4 fache Sitzhöhenverstellung.

Die komfortablen großen Antriebsräder mit Greifreifen können leicht abgezogen werden, sodass dann die Bewegung auf den stets montierten 5“ Rädern fortgesetzt werden kann. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium, das dadurch eine hohe Oberflächenvergütung erhält. Die Armlehnen sind hochklappbar, die verlängerbaren Beinstützen sind schwenk und abnehmbar, die mit Fersenbändern versehenen Fußplatten lassen sich hochklappen. Der nach vorne offene Softsitz ist mit einer Abdeckung der Hygieneausparung versehen. Im Lieferumfang ist ein handelsüblicher Eimer enthalten.

Anpassrücken und Softsitz sind aus pflegeleichtem Material und daher schnell und sauber zu pflegen. Ihr Sanitätshaus verfügt über ein umfangreiches Zubehör und Ersatzteilprogramm.

Gerne stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.

Fragen Sie uns! Wir helfen.



Stand 01/2013

Irrtümer, Druckfehler sowie Abweichungen aufgrund von Produktionsänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Sitzbreite	56 cm
Sitztiefe	45 cm
Sitzhöhe	4-fach verstellbar von 50,5 - 57,5 (cm)
Gesamtbreite	72,5 cm
Gesamtlänge	110 cm (mit Beinstützen)
Gesamthöhe	96 - 102 (cm)
Rückenlehnenhöhe	43 cm
Verstellung Fußstütze	6-fach verstellbar von 39 - 49 (cm)
Leergewicht	21,8 kg
Maximale Belastbarkeit	200 kg



Reifen

Antriebsräder	24" x 1 3/8" PU und 5" x 32 mm (pannensicher)
Lenkräder	5" x 32 mm (pannensicher) mit Bremse



Ausstattung

Eimer 5l mit Deckel und Tragegrif
Sitzkissen
Seitenteile hochklappbar
Beinstützen, abnehmbar, abklappbar
Feststellbremse
Abdeckung Hygieneeinsatz
Gebrauchsanweisung



Stand 01/2013

Irrtümer, Druckfehler sowie Abweichungen aufgrund von Produktionsänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.