

## ROLLATOR CARBON

### Leichtgewicht Rollator



Ein Rollator muss sicher und bequem sein. Der neue Rollator von **BESCOMED®** vermittelt nicht nur Sicherheit und Bequemlichkeit, er bietet darüber hinaus eine Eleganz, die ihresgleichen sucht. Er ist eine Klasse für sich. Durch die Auswahl des verwendeten Werkstoffs bietet dieser Rollator einen ganz erheblichen zusätzlichen Vorteil für in ihrer Bewegung eingeschränkte Personen: **einen minimalen Kraftaufwand bei der Benutzung.**

Das Ziel bei der Entwicklung dieses Produkts war es daher ein möglichst geringes Gewicht bei maximaler Stabilität zu erreichen. So kann der Rollator Carbon mit einem Gewicht von nur 4,9 kg (ohne Zubehör in der Größe S) aufwarten.

Dies konnte nur durch den Einsatz von Kohlenfaserverbundwerkstoff realisiert werden. Carbon zeichnet sich durch eine sehr hohe Festigkeit sowie geringes Gewicht aus. Entwickelt in der Luft- und Raumfahrttechnik findet man dieses Material heute auch in der Formel 1, bei Fahrradrahmen und Sportgeräten. Jetzt hat dieser Werkstoff durch **BESCOMED®** auch bei Qualitäts-Rollatoren Einzug gehalten.

Durch die sehr guten Erfahrungen, die Patienten mit dem Rollator Spring machen, haben wir auch diesen neuen Rollator genauso komfortabel ausgestattet mit einer gepolsterten Sitzfläche und dem breiten, aber abnehmbaren Rückengurt, der zu bequemem Sitzen und Ausruhen einlädt. Eine große, leicht lösbare Tasche mit Reißverschluss und stabilem Boden und ein stabiler Stockhalter komplettieren die Ausstattung.

Der Platzbedarf des CARBON in zusammengefaltetem Zustand ist sehr gering, sodass er fast überall verstaut werden kann, auch im Kofferraum eines PKW. Und nicht nur im PKW. Das geringe Gewicht kommt Ihnen auch zugute auf Reisen mit Bus, Bahn, Schiff und Flugzeug.

#### Entdecken Sie Ihre neue Mobilität!

Die großen 8" und 9" Räder in eleganter Optik mit pannenfreier PU-Bereifung geben Ihnen ein angenehmes Lenk- und Fahrgefühl und lassen Sie Bordsteinkanten und andere Hindernisse bequem überwinden. Ergonomisch geformte Schiebegriffe, die großen, leichtgängigen Bremsgriffe mit im Rahmen verlegten Bremszügen vermitteln Sicherheit. Die Reflektoren hinten und vorne bieten Ihnen zusätzlichen Schutz im Straßenverkehr.

Gerne stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.

**Fragen Sie uns! Wir helfen.**

Stand 08/2014

Irrtümer, Druckfehler sowie Abweichungen aufgrund von Produktionsänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.



## Technische Daten

	Small	Medium	Large
<b>Abmessungen und Gewichte</b>			
Sitzbreite	45,4 cm		
Sitzhöhe	52 cm	52 cm	60 cm
Gesamthöhe mit Schiebegriffen	81-94 cm	84-96 cm	92-104 cm
Anzahl Verstellmöglichkeiten	5-fach		
Gesamtbreite	60 cm		
Gesamtlänge	70 cm		
Leergewicht (ohne Zubehör)	4,9 kg	5,1 kg	5,3 kg
Maximale Belastung	150 kg		
Max. Belastung Netztasche	5,0 kg		

<b>Reifen</b>	
Räder vorne	8" (200 x 40 mm) optional Größe M/L 9,5" (245 x 40 mm)
Räder hinten	8" (200 x 40 mm)

<b>Ausstattung</b>	
Netztasche	Rückengurt
Stockhalter	Schiebegriffe höhenverstellbar
Feststellbremse	Gebrauchsanweisung

<b>Zubehör</b>	
Getränkehalter	Sonnen-/ Regenschirm



**Entdecken Sie Ihre neue Mobilität!**

Stand 08/2014

Irrtümer, Druckfehler sowie Abweichungen aufgrund von Produktionsänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.