

Datum _____
 Kommission _____
 Verantwortlich _____




Firmenstempel / Händler



- ◆ Als Standard - geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden sind
- Auf Anfrage - ohne Aufpreis
- optional - Aufpreis auf Basispreis

Code	Beschreibung	Preis	Pos.Nr.
04520	Ego - faltbarer Aktivrollstuhl	4'007.00	540000
Rollstuhlmasse			
Sitzbreite (LS) <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 48 Die Sitzbreite wird zwischen den Aussenseiten des Rahmens gemessen, während der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen 1 cm grösser ist.			
Sitztiefe (PS) <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 Die effektive Sitztiefe ist vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe.			
Unterschenkellänge (DP)		<u>Effektive Höhe zwischen Fussauflage und Sitzfläche ohne Sitzkissen</u>	
Wichtiger Hinweis ! Von der Fussauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm			
Einstellung		<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Träge <input type="checkbox"/> Aktiv	
Rückenhöhe (TS)		Standard Werte 33,5 _____ (min 24,5 - max 47)	
Radsturz		<input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2°	
Vordere Höhe _____ (STD 49)		Hintere Höhe _____ (STD 42)	
Vorderer Rahmen			
Aluminium-Rahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium-Rahmen Standard		Farben Aluminium-Rahmen <input checked="" type="checkbox"/> Leuchtend Silber <input type="checkbox"/> Schwarz poliert <input type="checkbox"/> Schwarz matt <input type="checkbox"/> Leuchtend Blau <input type="checkbox"/> Leuchtend Anthrazit <input type="checkbox"/> Leuchtend Orange <input type="checkbox"/> Leuchtend Violett <input type="checkbox"/> Leuchtend Rot <input type="checkbox"/> Leuchtend Limone <input type="checkbox"/> Leuchtend China Blau <input type="checkbox"/> Perlweiss
	 <input checked="" type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 90° (max 5" Rad) <input type="checkbox"/> 85° (max 4" Rad)		
03347	<input type="checkbox"/> Carbon-Rahmen Gewichtsreduzierung 500gr.	1'104.00	0
Carbon-Rahmen	 <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 90° (max 5" Rad) <input type="checkbox"/> 85° (max 4" Rad)		
	Rückenrohr Winkeleinstellbar von -4° bis +12°		
<input checked="" type="checkbox"/> Rückenrohr mit Schiebegriffe mit kurzen Rohren <input type="checkbox"/> Rückenrohr mit Schiebegriffe SPORT (ohne Griffe)			
02958	<input type="checkbox"/> Abklappbare Schiebegriffe Aluminium	184.00	500130







Rehab GmbH, Bunterweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 67 57 Fax +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch



Code	Beschreibung	Preis	Pos.Nr.
Lenkräder			
	<input checked="" type="checkbox"/> 4" Soft <input type="checkbox"/> 3" Sport <input type="checkbox"/> 5" Soft <input type="checkbox"/> 6" Soft Nur mit Rahmenwinkel 100° erhältlich <input type="checkbox"/> 6" Luftbereift Nur mit Rahmenwinkel 100° erhältlich		
06824	<input type="checkbox"/> 3" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung)	92.00	0
01398	<input type="checkbox"/> 4" Active Sport (schmal) (Felge aus Aluminium-Legierung)	92.00	0
03943	<input type="checkbox"/> 4" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung)	92.00	0
Aufnahme Lenkgabel			
	<input checked="" type="checkbox"/> Standard-Aufnahme für Vorderradgabel Installation der Vorderradgabel mit Stossdämpfer FROG LEGS ausgeschlossen <input type="checkbox"/> Vorderradgabel mit integrierter Wasserwaage <input type="checkbox"/> Vorderradgabel V Design		
Special Options 2013			
06426	<input type="checkbox"/> Vorderradgabel mit Stossdämpfer FROG LEGS (Farbe: Schwarz) nur zu ergänzen mit: Lenkräder 3" 4" 5"	368.00	500212
			
01950	<input type="checkbox"/> Radstandsverlängerung <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	110.40	500115
			
06833	<input type="checkbox"/> Verriegelungsschnur des faltbaren Rollstuhls	18.40	500212
06834	<input type="checkbox"/> Schnur, um den Rücken mit einer Bewegung zu entriegeln	92.00	500212
Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultra-light Progeo-Standard			
	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz poliert 22" 24" 25" 26" <input type="checkbox"/> Leuchtend Silber 22" 24" <input type="checkbox"/> Leuchtend Anthrazit 24" <input type="checkbox"/> Leuchtend Orange 22" 24" <input type="checkbox"/> Leuchtend Violett 22" 24" <input type="checkbox"/> Leuchtend Blau 22" 24" <input type="checkbox"/> Leuchtend Rot 22" 24" <input type="checkbox"/> Leuchtend Limone 22" 24"		
00833			
00833			
00833			
00833			
00833			
00833			
00833			
00833			
Hinterräder			
	<input checked="" type="checkbox"/> 24" Ultra-light Progeo-Standard <input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Progeo-Standard <input type="checkbox"/> 26" Ultra-light Progeo-Standard		
04383	<input type="checkbox"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT Gewichtsreduzierung 450gr.	625.60	0
01685	<input type="checkbox"/> 24" Ultra-light " Spinergy LX "	625.60	0
02270	<input type="checkbox"/> 24" Ultra-light " Spinergy Flexrim "	1'012.00	0
02101	<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light " Spinergy LX "	625.60	0
02102	<input type="checkbox"/> 26" Ultra -light " Spinergy LX "	625.60	0
01392	<input type="checkbox"/> 24" Off-Road	138.00	0
Hinterrad-Reifen			
	<input checked="" type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen (22"-24"-25"-26") <input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profilpneu (24")		
01669	<input type="checkbox"/> Marathon-Plus (24") mit Pannenschutz	75.00	500202
01041	<input type="checkbox"/> Kik tyre Mako - Farbe Schwarz (24")	95.00	500202
01751	<input type="checkbox"/> Kik tyre Mako - Farbe Grau (24")	73.60	500202

Rehab GmbH, Bungereweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 67 57 Fax +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch



Code	Beschreibung	Preis	Pos.Nr.
Greifring - Radabstand >> <input checked="" type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 4 cm			
	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium (22"-24"-25"-26")		
01684	<input type="checkbox"/> Verchromter Stahl (24"-25") (Nicht mit Spinergy-Rädern möglich)	92.00	500212
00016	<input type="checkbox"/> Titan (24"-25")	184.00	500212
00017	<input type="checkbox"/> Ultra Grepp (24"-25")	220.80	500110
00834	<input type="checkbox"/> Max Grepp (24"-25")	257.60	500110
00632	<input type="checkbox"/> Ergo Para (24")	257.60	500110
06427	<input type="checkbox"/> SURGE LT (24"-25") Ovale Profil mit Gummieinlage	266.80	500110
00693	<input type="checkbox"/> Noppen (24")	147.20	500110
04050	<input type="checkbox"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifring erhältlich für die Grössen (22"-24"-25"-26") - schwarz	119.60	500110
Bremsen			
	<input checked="" type="checkbox"/> Gebogener Bremshebel / zum Verriegeln drücken		
	<input type="checkbox"/> Gerader Bremshebel / zum Verriegeln drücken		
	<input type="checkbox"/> Gerader Bremshebel / zum Verriegeln ziehen		
06428	<input type="checkbox"/> Sportbremse OUT-FRONT	92.00	500212
01949	<input type="checkbox"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum drücken <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	46.00	500105
03372	<input type="checkbox"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum ziehen <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	46.00	500105
Automatik Fussauflage			
	<input checked="" type="checkbox"/> COMPACT, Automatik Fussauflage Winkel und Tiefe verstellbar (Minimalabstand 35 cm) <input type="checkbox"/> Innen <input type="checkbox"/> Aussen		
Fussauflage - siehe Referenztable #3			
	<input type="checkbox"/> Einteilige Fussauflage Kunststoff hochklappbar Winkel und Tiefe verstellbar (Minimalabstand 35 cm) <input type="checkbox"/> Innen <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Innen <input type="checkbox"/> Aussen		
	<input type="checkbox"/> Einteilige Fussauflage Aluminium hochklappbar Winkel und Tiefe verstellbar (Minimalabstand 35 cm) <input type="checkbox"/> Innen <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Aussen		
03291	<input type="checkbox"/> Einteilige Carbon Fussauflage Winkel verstellbar, abschwenkbar und hochklappbar (Minimalabstand 35 cm) <input type="checkbox"/> Innen <input type="checkbox"/> Aussen	202.40	500107
Radabdeckung			
	<input checked="" type="checkbox"/> Carbon Radspritzschutz		
04109	<input type="checkbox"/> Carbon Radspritzschutz abnehmbar <input type="checkbox"/> Version Seitenplatte	184.00	0
Armlehnen			
00694	<input type="checkbox"/> Abschwenkbare Armlehnen (Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen) Armlehnenpolster <input checked="" type="checkbox"/> Polster STANDARD (26 x 5) Desk <input type="checkbox"/> Polster (30 x 6) Lang - anatomisch geformtes Polster	165.60	500120
04104		46.00	500212

Rehab GmbH, Bungertweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 67 57 Fax +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch

Code	Beschreibung	Preis	Pos.Nr.
Optionen			
00836	<input type="radio"/> Transitrollen	110.40	500125
			
00023	<input type="radio"/> Antikipp-Rollen <input type="radio"/> Rechts	73.60	500101
00024	<input type="radio"/> Links	73.60	500101
			
01048	<input type="radio"/> Schiebegriffe für Begleitperson (Abnehmbar und höhenverstellbar)	128.80	500130
			
00025	<input type="radio"/> Ankipphilfe <input type="radio"/> Rechts	46.00	500113
01046	<input type="radio"/> Links	46.00	500113
			
00838	<input type="radio"/> Stockhalter <input type="radio"/> Rechts	55.20	500129
00837	<input type="radio"/> Links	55.20	500129
			
03947	<input type="radio"/> Tetraclip (Steckachsen für Tetraplegiker)	110.40	500212
03972	<input type="radio"/> Sicherheitsbrustgurt	46.00	500111
00030	<input type="radio"/> Radgabeln mit Steckachsen nur zu ergänzen mit: Standard-Aufnahme für Vorderradgabel	110.40	500212
07058	<input type="radio"/> Rahmenschutzpolster	33.10	500212
04103	<input type="radio"/> Sicherheitsgurt	92.00	500111
00013	<input type="radio"/> Lordose-Kissen (zum Einstecken in die Rückenpolsterung)	27.60	500209
02097	<input type="radio"/> Abschwenkbare Seitenpelotte <input type="radio"/> Rechts	184.00	500122
02098	<input type="radio"/> Links	184.00	500122
			
	Nicht möglich mit: Rückenlehne PHYSIO / Rückenlehne AIR		
01043	<input type="radio"/> Speichenschutz Schwarz (22"-24")	110.40	500125
00835	<input type="radio"/> Speichenschutz Transparent (22"-24")	110.40	500125
00019	<input type="radio"/> Speichenschutz Progeo Design (22"-24")	128.80	500125
02106	<input type="radio"/> Speichenschutz Drache (22"-24")	128.80	500125
	Optionales Kit		
03378	<input type="radio"/> 24" Off-road Hinterräder (nur mit Aluminium Greifring)	368.00	500212

PHYSIO - Rückenlehne (1/2)		Std. Rückenpolster nicht vorgesehen	
05308	<input type="radio"/> Schale aus Aluminium - Seitenführung STANDARD 7,5 cm	Höhe <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41	745.20 500208
05309		Höhe <input type="radio"/> 52	791.20 500208
		Seitenführungsflügel <input type="checkbox"/> A=hoch <input type="checkbox"/> B=tief	
05310	<input type="radio"/> Schale aus Aluminium - Seitenführung DEEP 15 cm	Höhe <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41	791.20 500208
		H25 nicht erhältlich für Sitzbreite (LS) 39-42-45-48	
05311		Höhe <input type="radio"/> 52	837.20 500208
		Seitenführungsflügel <input type="checkbox"/> A=hoch <input type="checkbox"/> B=tief	

Rehab GmbH, Bungertweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch

1 Vordere Höhe					
Mit Rahmen (95°) max. 5" Rad					
Mit Rahmen (90°) max. 5" Rad					
Mit Rahmen (85°) max. 4" Rad					
		Lenkräder			
Gabel		3"	4"	5"	6"
SPORT		max. 52	max. 53	-	-
KLEIN		max. 54	max. 55	max. 56	max. 57

Die Grösse der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.

2 Hintere Höhe				
Hinterräder				
22"	24"	25"	26"	
min. 35	min. 39	min. 39	min. 41	
max. 43	max. 45	max. 46	max. 48	

3 Fussaflagen Optionen		Fussaflagen-Abstand
COMPACT, Automatik Fussaufflage		min. 35
Einteilige Fussaufflage, hochklappbar		min. 35
Einteilige Fussaufflage Aluminium, hochklappbar		min. 35
Einteilige Carbon Fussaufflage		min. 35
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fussaufflagen.		
Wichtiger Hinweis! Von der Fussaufflage zum Boden Mindestabstand 4 cm (Vordere Sitzhöhe DP + 4 cm).		
Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich.		

4 Hinterräder		
Modell	Merkmale	Greifring und Reifen
22" Ultra-light Progeo-Standard	nicht in Farbe Anthrazit	Aluminium-Greifring und Hochdruck Bereifung
24" Ultra-light Progeo-Standard	erhältlich für alle Farben	alle Greifringe und Reifen
24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	Silberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen	alle Greifringe und Reifen
24" Ultra-light " Spinergy LX "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 12 Speichen	alle Greifringe und Reifen
24" Ultra-light " Spinergy Flexrim "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 12 Speichen	integrierte Aluminium-Gummi Greifringe - Massreduzierung bis 3 cm - alle Reifen
24" Off-Road	Farbe: Schwarz	Aluminium Greifring - Reifen Off-road
25" Ultra-light " Spinergy LX "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 12 Speichen	alle Greifringe, aber nur glatte Hochdruck-Reifen
26" Ultra-light Progeo-Standard	Farbe: Schwarz	Aluminium-Greifring und glatte Hochdruck-Reifen
26" Ultra -light " Spinergy LX "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen	Aluminium-Greifring und glatte Hochdruck-Reifen