









Code	Beschreibung	Preis	Pos.Nr.
	<b>Rückenrohr einstellbar von -4° bis +16°</b>		
	◆ Aluminium-Rücken		
06811	○ Titan-Rücken	92.00	0
04389	○ Carbon-Rücken <b>Gewichtsreduzierung 130gr.</b>	506.60	0
06815	○ AIR - Rückenlehne - Seitenführung STANDARD 6,5 cm	855.60	500208
	Nur mit Schiebgriffe mit kurzen Rohren erhältlich / nicht lieferbar mit Rückenrohr Titan und Carbon		
	Schale aus Carbon H25 - Höhe <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30,5 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 33,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36,5		
	Schale aus Carbon H33 - Höhe <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41,5 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44,5		
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>AIR Bezug STANDARD</b></p> <p>Stoffeinlage Farbe Silber</p>  <p>Atmungsaktive Stoffnähte Stoffeinlage Nähte Farbe Grau</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><b>AIR Bezug SPORT</b></p> <p>Stoffeinlage Farbe Schwarz</p>  <p>Atmungsaktive Stoffnähte Stoffeinlage Nähte Farben</p> <p><input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Limone <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Violett <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Anthrazit <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Schwarz</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><b>AIR Bezug ACTIVE</b></p> <p>Stoffeinlage Farben <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Limone <input type="checkbox"/> Blau</p>  <p>Stoffeinlage Nähte Farbe Schwarz</p> <p>Stoffeinlage Nähte Farbe Grau</p> </div> </div>		
	<b>Schiebgriffe</b>		
	◆ Schiebgriffe mit kurzen Rohren		
	<input type="checkbox"/> Schiebgriffe SPORT (ohne Griffe)		
04390	○ Carbon-Schiebgriffe (mit kurzen Rohren) <b>Gewichtsreduzierung 110gr.</b>	92.00	0
	Nicht möglich mit: Rückenlehne PHYSIO / Rückenlehne AIR		
02958	○ Abklappbare Schiebgriffe Aluminium	184.00	500130
	<b>Lenkräder</b>		
	◆ 4" Active Sport (schmal) (Felge aus Aluminium-Legierung)		
	<input type="checkbox"/> 4" Soft		
	<input type="checkbox"/> 3" Sport		
	<input type="checkbox"/> 5" Soft		
	<input type="checkbox"/> 3" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung)		
	<input type="checkbox"/> 4" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung)		
	<b>Aufnahme Lenkgabel</b>		
	◆ Vorderradgabel V Design		
	<input type="checkbox"/> Vorderradgabel mit integrierter Wassewaage		
	<b>Special Options 2013</b>		
06426	○ Vorderradgabel mit Stossdämpfer FROG LEGS (Farbe: Schwarz)	368.00	500212
	<b>Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultra-light Progeo-Standard (1/2)</b>		
	◆ Schwarz poliert 22" 24" 25" 26"		
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Silber 22" 24"		
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Anthrazit 24"		

Rehab GmbH, Bunterweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 67 57 Fax +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch




Code	Beschreibung	Preis	Pos.Nr.
<b>Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultra-light Progeo-Standard (2/2)</b>			
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Orange 22" 24"		
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Violett 22" 24"		
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Blau 22" 24"		
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Rot 22" 24"		
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Limone 22" 24"		
<b>Hinterräder</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> 24" Ultra-light Progeo-Standard <input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Progeo-Standard <input type="checkbox"/> 26" Ultra-light Progeo-Standard		
04383	<input type="radio"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT Gewichtsreduzierung 450gr.	625.60	0
01685	<input type="radio"/> 24" Ultra-light " Spinergy LX "	625.60	0
02270	<input type="radio"/> 24" Ultra-light " Spinergy Flexrim "	1'012.00	0
02101	<input type="radio"/> 25" Ultra-light " Spinergy LX "	625.60	0
02102	<input type="radio"/> 26" Ultra -light " Spinergy LX "	625.60	0
01392	<input type="radio"/> 24" Off-Road	138.00	0
<b>Hinterrad-Reifen</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen (22"-24"-25"-26") <input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profilpneu (24")		
01669	<input type="radio"/> Marathon-Plus (24") mit Pannenschutz	75.00	500202
01041	<input type="radio"/> Kik tyre Mako - Farbe Schwarz (24")	95.00	500202
01751	<input type="radio"/> Kik tyre Mako - Farbe Grau (24")	73.60	500202
<b>Greifring - Radabstand &gt;&gt; <input checked="" type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 4 cm</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium (22"-24"-25"-26") <input type="checkbox"/> Verchromter Stahl (24"-25") (Nicht mit Spinergy-Rädern möglich)		
01684	<input type="radio"/> Titan (24"-25")	92.00	500212
00016	<input type="radio"/> Ultra Grepp (24"-25")	184.00	500212
00017	<input type="radio"/> Max Grepp (24"-25")	220.80	500110
00834	<input type="radio"/> Ergo Para (24")	257.60	500110
00632	<input type="radio"/> SURGE LT (24"-25") Ovales Profil mit Gummieinlage	257.60	500110
06427	<input type="radio"/> Noppen (24")	266.80	500110
00693	<input type="radio"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifring erhältlich für die Grössen (22"-24"-25"-26") - schwarz	147.20	500110
04050		119.60	500110
<b>Bremsen</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Gebogener Bremshebel / zum verriegeln drücken <input type="checkbox"/> Gerader Bremshebel / zum verriegeln drücken <input type="checkbox"/> Gerader Bremshebel / zum verriegeln ziehen		
06428	<input type="radio"/> Sportbremse OUT-FRONT	92.00	500212
01949	<input type="radio"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum drücken <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	46.00	500105
03372	<input type="radio"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum ziehen <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	46.00	500105
<b>Radabdeckung</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Carbon Radspritzschutz <input type="checkbox"/> Carbon Radspritzschutz abnehmbar		
04109	<input type="checkbox"/> Version Seitenplatte	184.00	0
<b>Armlehnen</b>			
00694	<input type="radio"/> Abschwengbare Armlehnen (Abschwengbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)	165.60	500120
	Armlehnenpolster <input checked="" type="checkbox"/> Polster STANDARD (26 x 5) Desk <input type="checkbox"/> Polster ( 30 x 6 ) Lang - anatomisch geformtes Polster		
04104		46.00	500212
<b>Optionen (1/2)</b>			
03290	<input type="radio"/> Transitrollen Installation ausgeschlossen von: Antikipp-Rollen	110.40	500212
00023	<input type="radio"/> Antikipp-Rollen <input type="radio"/> Rechts	73.60	500101
00024	<input type="radio"/> Antikipp-Rollen <input type="radio"/> Links	73.60	500101
	Installation ausgeschlossen von: Transitrollen		

Code	Beschreibung	Preis	Pos.Nr.
<b>Optionen (2/2)</b>			
03645	<input type="radio"/> Schiebegriffe für Begleitperson (Abnehmbar und höhenverstellbar)	128.80	500130
03947	<input type="radio"/> Tetraclip (Steckachsen für Tetraplegiker)	110.40	500212
07058	<input type="radio"/> Rahmenschutzpolster	33.10	500212
03972	<input type="radio"/> Sicherheitsbrustgurt	46.00	500111
00013	<input type="radio"/> Lordose-Kissen (zum Einstecken in die Rückenpolsterung)	27.60	500209
02097	<input type="radio"/> Abschwenkbare Seitenpelotte <input type="radio"/> Rechts	184.00	500122
02098	<input type="radio"/> Links	184.00	500122
Nicht möglich mit: Rückenlehne PHYSIO / Rückenlehne AIR			
01043	<input type="radio"/> Speichenschutz Schwarz (22"-24")	110.40	500125
00835	<input type="radio"/> Speichenschutz Transparent (22"-24")	110.40	500125
00019	<input type="radio"/> Speichenschutz Progeo Design (22"-24")	128.80	500125
02106	<input type="radio"/> Speichenschutz Drache (22"-24")	128.80	500125
<b>Optionales Kit</b>			
03378	<input type="radio"/> 24" Off-road Hinterräder (nur mit Aluminium Greifring)	368.00	500212

<b>PHYSIO - Rückenlehne</b>		Std. Rückenpolster nicht vorgesehen		Preis	Pos.Nr.
05308	<input type="radio"/> Schale aus Aluminium - Seitenführung STANDARD 7,5 cm	Höhe <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41		745.20	500208
05309		Höhe <input type="radio"/> 52		791.20	500208
		Seitenführungsflügel <input type="checkbox"/> A=hoch <input type="checkbox"/> B=tief			
05310	<input type="radio"/> Schale aus Aluminium - Seitenführung DEEP 15 cm	Höhe <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41		791.20	500208
H25 nicht erhältlich für Sitzbreite (LS) 39-42-45-48					
05311		Höhe <input type="radio"/> 52		837.20	500208
		Seitenführungsflügel <input type="checkbox"/> A=hoch <input type="checkbox"/> B=tief			
05312	<input type="radio"/> Schale aus Carbon - Seitenführung STANDARD 7,5 cm	Höhe <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41		855.60	500208
		Seitenführungsflügel <input type="checkbox"/> A=hoch <input type="checkbox"/> B=tief			
		<b>BEZUG</b> ◆ PLUS-Bezug mit Tasche auf der Rückseite			
05646	<input type="radio"/> SWING AWAY - Seitenpelotten <input type="radio"/> Rechts (lang) (17,5 x 11,5)			147.20	500122
05647	<input type="radio"/> Links (lang) (17,5 x 11,5)			147.20	500122
05642	<input type="radio"/> Rechts (kurz) (14 x 9,5)			147.20	500122
05643	<input type="radio"/> Links (kurz) (14 x 9,5)			147.20	500122
nicht erhältlich für die PHYSIO-DEEP-Rückenlehne und für die mit der Carbonschale und nicht möglich mit Rückenlehne AIR					
05648	<input type="radio"/> Kopfstütze einstellbar - Doppel-Kugel-Montage-System			410.00	500114
<input type="checkbox"/> Gross (34 x 14) <input type="checkbox"/> Klein (28 x 14)					
nicht erhältlich für Rückenlehne Höhe 25 cm und für die Rückenlehne mit der Carbonschale und nicht möglich mit Rückenlehne AIR					

Rehab GmbH, Buntentweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 67 57 Fax +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch



1		Vordere Höhe			
		Mit Rahmen (95°) max. 5" Rad			
		Mit Rahmen (90°) max. 5" Rad			
		Mit Rahmen (85°) max. 4" Rad			
		Lenkräder			
Gabel		3"	4"	5"	6"
KLEIN		max. 52	max. 53	max. 54	-
MITTEL		max. 54	max. 55	max. 56	-
LANG		max. 56	max. 57	max. 58	-
Die Grösse der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.					

2		Hinterräder			
		22"	24"	25"	26"
		min. 35	min. 37	min. 38	min. 39
		max. 45	max. 47	max. 48	max. 49

3		Fussauflagen Optionen	Fussauflagen-Abstand
		Einteilige Fussauflage Aluminium, mit Titan-Rohren - Winkel und Tiefe verstellbar	min. 35
		Einteilige Carbon Fussauflage, nicht winkelvestellbar	min. 35
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fussauflagen.			
Wichtiger Hinweis! Von der Fussauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm (Vordere Sitzhöhe DP + 4 cm).			
Anmerkung! Niedrigere Sitzhöhe nur nach Absprache möglich.			

4			Hinterräder
Modell	Merkmale	Greifring und Reifen	
22" Ultra-light Progeo-Standard	nicht in Farbe Anthrazit	Aluminium-Greifring und Hochdruck Bereifung	
24" Ultra-light Progeo-Standard	erhältlich für alle Farben	alle Greifringe und Reifen	
24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	Silberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen	alle Greifringe und Reifen	
24" Ultra-light " Spinerger LX "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 12 Speichen	alle Greifringe und Reifen	
24" Ultra-light " Spinerger Flexrim "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 12 Speichen	integrierte Aluminium-Gummi Greifringe - Massreduzierung bis 3 cm - alle Reifen	
24" Off-Road	Farbe: Schwarz	Aluminium Greifring - Reifen Off-road	
25" Ultra-light " Spinerger LX "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 12 Speichen	alle Greifringe, aber nur glatte Hochdruck-Reifen	
26" Ultra-light Progeo-Standard	Farbe: Schwarz	Aluminium-Greifring und glatte Hochdruck-Reifen	
26" Ultra -light " Spinerger LX "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen	Aluminium-Greifring und glatte Hochdruck-Reifen	

Rehab GmbH, Bunterweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 67 57 Fax +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch