





Datum _____
 Kommission _____
 Verantwortlich _____






Firmenstempel / Händler



- ◆ Als Standard - geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden sind
- Auf Anfrage - ohne Aufpreis
- optional - Aufpreis auf Basispreis



Code	Beschreibung	Preis	Pos.Nr.
00003	Joker Junior - Starrahmen Aktivrollstuhl	2'834.00	540000
Rollstuhlmasse			
Sitzbreite (LS) <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39			
Sitztiefe (PS) <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40			
Die effektive Sitztiefe ist vom Anfang des Sitzpolsters bis zum Rückenrohr um 1,5 cm länger als die gewählte Sitztiefe.			
Unterschenkellänge (DP)		Effektive Höhe zwischen Fussauflage und Sitzfläche ohne Sitzkissen	
Wichtiger Hinweis ! Von der Fussauflage zum Boden Mindestabstand 4 cm			
Einstellung ◆ Standard <input type="checkbox"/> Träge <input type="checkbox"/> Aktiv			
Rückenhöhe (TS) Standard Werte 33,5 _____ (min 24,5 - max 47)			
Radsturz ◆ 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4°			
Vordere Höhe _____ (STD 45) Hintere Höhe _____ (STD 41)			
06851	JOKER JUNIOR	◆ Einteilige Fussauflage Aluminium, Winkel und Tiefe verstellbar NICHT HOCHKLAPPBAR (Minimalabstand 13 cm) <input type="checkbox"/> Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Innen <input type="checkbox"/> Aussen <input type="checkbox"/> 2/3 Aussen	
		<input type="checkbox"/> 2-Teilige Kunststoff Fussauflage, winkelverstellbar HOCHKLAPPBAR - nicht erhältlich für breite 27 - 30 (Minimalabstand 13 cm) ◆ 2/3 Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Aussen	
		138.00	500107
Vorderer Rahmen			
Aluminium-Rahmen		◆ Aluminium-Rahmen Standard  <input checked="" type="checkbox"/> 100°  <input type="checkbox"/> 90° (max 5" Rad)	
Farben Aluminium-Rahmen ◆ Leuchtend Silber <input type="checkbox"/> Schwarz poliert <input type="checkbox"/> Schwarz matt <input type="checkbox"/> Leuchtend Blau <input type="checkbox"/> Leuchtend Anthrazit <input type="checkbox"/> Leuchtend Orange <input type="checkbox"/> Leuchtend Violett <input type="checkbox"/> Leuchtend Rot <input type="checkbox"/> Leuchtend Limone <input type="checkbox"/> Leuchtend China Blau <input type="checkbox"/> Perlweiss			
03347	Carbon-Rahmen	<input type="checkbox"/> Carbon-Rahmen Gewichtsreduzierung 500gr.	
		1'104.00	0
		 <input type="checkbox"/> 95°  <input type="checkbox"/> 90° (max 5" Rad)	

Rehab GmbH, Bungertweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 67 57 Fax +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch

Code	Beschreibung	Preis	Pos.Nr.
	Rückenrohr einstellbar von -4° bis +16°		
	◆ Aluminium-Rücken		
			
06811	○ Titan-Rücken	92.00	0
			
04389	○ Carbon-Rücken Gewichtsreduzierung 130gr. nicht erhältlich für Breite 27-30	506.60	0
			
	Schiebegriffe		
	◆ Schiebegriffe STD		
	□ Schiebegriffe mit kurzen Rohren		
	□ Schiebegriffe SPORT (ohne Griffe)		
04390	○ Carbon-Schiebegriffe (mit kurzen Rohren) Gewichtsreduzierung 110gr. Nicht möglich mit: Rückenlehne PHYSIO / Rückenlehne AIR	92.00	0
			
02958	○ Abklappbare Schiebegriffe Aluminium	184.00	500130
			
	Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultra-light Progeo-Standard		
	◆ Schwarz poliert 22" 24"		
00833	□ Leuchtend Silber 22" 24"		
00833	□ Leuchtend Anthrazit 24"		
00833	□ Leuchtend Orange 22" 24"		
00833	□ Leuchtend Violett 22" 24"		
00833	□ Leuchtend Blau 22" 24"		
00833	□ Leuchtend Rot 22" 24"		
00833	□ Leuchtend Limone 22" 24"		
	Lenkräder		
	◆ 4" Soft		
	□ 3" Sport		
	□ 5" Soft		
	□ 6" Soft Nur mit Rahmenwinkel 100° erhältlich		
	□ 6" Luftbereift Nur mit Rahmenwinkel 100° erhältlich		
06824	○ 3" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung)	92.00	0
01398	○ 4" Active Sport (schmal) (Felge aus Aluminium-Legierung)	92.00	0
03943	○ 4" Active Soft (breit) (Felge aus Aluminium-Legierung)	92.00	0
	Hinterräder		
	◆ 24" Ultra-light Progeo-Standard		
	□ 22" Ultra-light Progeo-Standard		
	□ 26" Ultra-light Progeo-Standard		
04383	○ 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT Gewichtsreduzierung 450gr.	625.60	0
01685	○ 24" Ultra-light " Spinerger LX "	625.60	0
02270	○ 24" Ultra-light " Spinerger Flexrim "	1'012.00	0
01392	○ 24" Off-Road	138.00	0
	Hinterrad-Reifen		
	◆ Hochdruck-Reifen (22"-24")		
	□ Hochdruck-Reifen Profilpneu (24")		
01669	○ Marathon-Plus (24") mit Pannenschutz	75.00	500202
01041	○ Kik tyre Mako - Farbe Schwarz (24")	95.00	500202
01751	○ Kik tyre Mako - Farbe Grau (24")	73.60	500202
	Greifring - Radabstand >> ◆ 3 cm □ 4 cm		
	◆ Aluminium (22"-24")		
01684	○ Verchromter Stahl (24") (Nicht mit Spinerger-Rädern möglich)	92.00	500212
00016	○ Titan (24")	184.00	500212
00017	○ Ultra Grepp (24")	220.80	500110
00834	○ Max Grepp (24")	257.60	500110
00632	○ Ergo Para (24")	257.60	500110
06427	○ SURGE LT (24") Ovales Profil mit Gummieinlage	266.80	500110
00693	○ Noppen (24")	147.20	500110
04050	○ Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifring erhältlich für die Grössen (22"-24") - schwarz	119.60	500110

Code	Beschreibung	Preis	Pos.Nr.
Bremsen			
	<input checked="" type="checkbox"/> Gebogener Bremshebel / zum Verriegeln drücken <input type="checkbox"/> Gerader Bremshebel / zum Verriegeln drücken <input type="checkbox"/> Gerader Bremshebel / zum Verriegeln ziehen		
06428	<input type="checkbox"/> Sportbremse OUT-FRONT	92.00	500212
01949	<input type="checkbox"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum drücken <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	46.00	500105
03372	<input type="checkbox"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum ziehen <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	46.00	500105
Radabdeckung			
	<input checked="" type="checkbox"/> ABS Radspritzschutz <input type="checkbox"/> ABS Radspritzschutz abnehmbar <input type="checkbox"/> Carbon Radspritzschutz <input type="checkbox"/> Carbon Radspritzschutz abnehmbar <input type="checkbox"/> Version Seitenplatte		
03946			
Armlehnen			
00694	<input type="checkbox"/> Abschwenkbare Armlehnen (Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen) Armlehnenpolster <input checked="" type="checkbox"/> Polster STANDARD (26 x 5) Desk <input type="checkbox"/> Polster (30 x 6) Lang - anatomisch geformtes Polster	165.60	500120
04104		46.00	500212
Optionen			
03290	<input type="checkbox"/> Transittrollen Installation ausgeschlossen von: Antikipp-Rollen	110.40	500212
06819	<input type="checkbox"/> Antikipp-Rollen BASE <input type="checkbox"/> Rechts	73.60	500101
06820	<input type="checkbox"/> Links	73.60	500101
	Installation ausgeschlossen von: Transittrollen		
06821	<input type="checkbox"/> Antikipp-Rollen <input type="checkbox"/> Rechts	92.00	500101
06822	<input type="checkbox"/> Links	92.00	500101
	Installation ausgeschlossen von: Transittrollen		
03645	<input type="checkbox"/> Schiebegriffe für Begleitperson (Abnehmbar und höhenverstellbar)	128.80	500130
00030	<input type="checkbox"/> Radgabeln mit Steckachsen	110.40	500212
03947	<input type="checkbox"/> Tetraclip (Steckachsen für Tetraplegiker)	110.40	500212
03972	<input type="checkbox"/> Sicherheitsbrustgurt	46.00	500111
04103	<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt	92.00	500111
00013	<input type="checkbox"/> Lordose-Kissen (zum Einstecken in die Rückenpolsterung)	27.60	500209
02097	<input type="checkbox"/> Abschwenkbare Seitenpelotte <input type="checkbox"/> Rechts	184.00	500122
02098	<input type="checkbox"/> Links	184.00	500122
	Nicht möglich mit: Rückenlehne PHYSIO / Rückenlehne AIR		
01043	<input type="checkbox"/> Speichenschutz Schwarz (22"-24")	110.40	500125
00835	<input type="checkbox"/> Speichenschutz Transparent (22"-24")	110.40	500125
00019	<input type="checkbox"/> Speichenschutz Progeo Design (22"-24")	128.80	500125
02106	<input type="checkbox"/> Speichenschutz Drache (22"-24")	128.80	500125
	Optionales Kit		
03378	<input type="checkbox"/> 24" Off-road Hinterräder (nur mit Aluminium Greifring)	368.00	500212

Rehab GmbH, Bungereweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch

1 Vordere Höhe					
Mit Rahmen (95°) max. 5" Rad					
Mit Rahmen (90°) max. 5" Rad					
Mit Rahmen (85°) max. 4" Rad					
		Lenkräder			
Gabel		3"	4"	5"	6"
KLEIN		max. 54	max. 55	max. 56	max. 57
MITTEL		max. 56	max. 57	max. 58	max. 59

Die Grösse der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.

2 Hintere Höhe				
Hinterräder				
22"	24"	25"	26"	
min. 35	min. 37	-	-	
max. 45	max. 47	-	-	

3 Fussaflagen Optionen	Fussaflagen-Abstand		
	Rahmenwinkel 100°	Rahmenwinkel 95°	Rahmenwinkel 90°
Einteilige Fussaflage Aluminium, Winkel und Tiefe verstellbar	min. 13	min. 12	min. 12
2-Teilige Kunststoff Fussaflage, winkelverstellbar	min. 13	min. 12	min. 12

Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fussaflagen.

Wichtiger Hinweis! Von der Fussaflage zum Boden Mindestabstand 4 cm (Vordere Sitzhöhe DP + 4 cm).

4 Hinterräder		
Modell	Merkmale	Greifring und Reifen
22" Ultra-light Progeo-Standard	nicht in Farbe Anthrazit	Aluminium-Greifring und Hochdruck Bereifung
24" Ultra-light Progeo-Standard	erhältlich für alle Farben	alle Greifringe und Reifen
24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	Silberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen	alle Greifringe und Reifen
24" Ultra-light " Spinergy LX "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 12 Speichen	alle Greifringe und Reifen
24" Ultra-light " Spinergy Flexrim "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 12 Speichen	integrierte Aluminium-Gummi Greifringe - Massreduzierung bis 3 cm - alle Reifen
24" Off-Road	Farbe: Schwarz	Aluminium Greifring - Reifen Off-road
25" Ultra-light " Spinergy LX "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 12 Speichen	alle Greifringe, aber nur glatte Hochdruck-Reifen
26" Ultra-light Progeo-Standard	Farbe: Schwarz	Aluminium-Greifring und glatte Hochdruck-Reifen
26" Ultra -light " Spinergy LX "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen	Aluminium-Greifring und glatte Hochdruck-Reifen

Rehab GmbH, Bungertweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 67 57 Fax +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch