







Code	Beschreibung	Preis	Pos.Nr.
<b>Aufnahme Lenkgabel</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Standard-Aufnahme für Vorderradgabel Installation der Vorderradgabel mit Stossdämpfer FROG LEGS ausgeschlossen</li> </ul>		
06849	<input type="checkbox"/> Vorderradgabel mit integrierter Wasserwaage		
06850	<input type="checkbox"/> Vorderradgabel V Design		
<b>Special Options 2013</b>			
06426	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vorderradgabel mit Stossdämpfer FROG LEGS (Farbe: Schwarz) nur zu ergänzen mit: Lenkräder 3" 4" 5"</li> </ul>	368.00	500212
Nicht möglich mit Standard-Aufnahme für Vorderradgabel			
<b>Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultra-light Progeo-Standard</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Schwarz poliert 22" 24" 25" 26"</li> </ul>		
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Silber 22" 24"		
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Anthrazit 24"		
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Orange 22" 24"		
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Violett 22" 24"		
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Blau 22" 24"		
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Rot 22" 24"		
00833	<input type="checkbox"/> Leuchtend Limone 22" 24"		
<b>Hinterräder</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 24" Ultra-light Progeo-Standard</li> <li><input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Progeo-Standard</li> <li><input type="checkbox"/> 26" Ultra-light Progeo-Standard</li> </ul>		
04383	○ 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT Gewichtsreduzierung 450gr.	625.60	0
01685	○ 24" Ultra-light " Spinergy LX "	625.60	0
02270	○ 24" Ultra-light " Spinergy Flexrim "	1'012.00	0
02101	○ 25" Ultra-light " Spinergy LX "	625.60	0
02102	○ 26" Ultra -light " Spinergy LX "	625.60	0
01392	○ 24" Off-Road	138.00	0
02103	○ 24" Einarmantrieb - (24" Hinterräder, Aluminium Greifring, Hochdruck-Bereifung) <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	380.00	500132
<b>Hinterrad-Reifen</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Hochdruck-Reifen (22"-24"-25"-26")</li> <li><input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profilpneu (24")</li> </ul>		
01669	○ Marathon-Plus (24") mit Pannenschutz	75.00	500202
01041	○ Kik tyre Mako - Farbe Schwarz (24")	95.00	500202
01751	○ Kik tyre Mako - Farbe Grau (24")	73.60	500202
<b>Greifring - Radabstand &gt;&gt; ◆ 3 cm <input type="checkbox"/> 4 cm</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aluminium (22"-24"-25"-26")</li> </ul>		
01684	○ Verchromter Stahl (24"-25") (Nicht mit Spinergy-Rädern möglich)	92.00	500212
00016	○ Titan (24"-25")	184.00	500212
00017	○ Ultra Grepp (24"-25")	220.80	500110
00834	○ Max Grepp (24"-25")	257.60	500110
00632	○ Ergo Para (24")	257.60	500110
06427	○ SURGE LT (24"-25") Ovales Profil mit Gummieinlage	266.80	500110
00693	○ Noppen (24")	147.20	500110
04050	○ Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifring erhältlich für die Grössen (22"-24"-25"-26") - schwarz	119.60	500110
<b>Bremsen (1/2)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Gebogener Bremshebel / zum verriegeln drücken</li> <li><input type="checkbox"/> Gerader Bremshebel / zum verriegeln drücken</li> <li><input type="checkbox"/> Gerader Bremshebel / zum verriegeln ziehen</li> </ul>		
06428	○ Sportbremse OUT-FRONT	92.00	500212

Rehab GmbH, Buntgertweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 67 57 Fax +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch

Code	Beschreibung	Preis	Pos.Nr.
<b>Bremsen (2/2)</b>			
01949	<input type="radio"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum drücken <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	46.00	500105
03372	<input type="radio"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum ziehen <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	46.00	500105
<b>Fussauflage - siehe Referenztable #3</b>			
<input type="checkbox"/> Automatik Fussauflage Winkel und Tiefe verstellbar (Minimalabstand 35 cm)			
<input type="checkbox"/> Innen <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Innen <input type="checkbox"/> Aussen			
03945	<input type="radio"/> Adapterplatte für Minimalabstand 30 cm (DP)	165.00	500212
<input type="checkbox"/> Einteilige Fussauflage Kunststoff hochklappbar Winkel und Tiefe verstellbar (Minimalabstand 35 cm)			
<input type="checkbox"/> Innen <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Innen <input type="checkbox"/> Aussen			
03945	<input type="radio"/> Adapterplatte für Minimalabstand 30 cm (DP)	165.00	500212
<input type="checkbox"/> Einteilige Fussauflage Aluminium hochklappbar Winkel und Tiefe verstellbar (Minimalabstand 35 cm)			
<input type="checkbox"/> Innen <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Innen <input type="checkbox"/> 2/3 Aussen <input type="checkbox"/> Aussen			
03291	<input type="radio"/> Einteilige Carbon Fussauflage Winkel verstellbar, abschwenkbar und hochklappbar (Minimalabstand 35 cm)	202.40	500107
<input type="checkbox"/> Innen <input type="checkbox"/> Aussen			
<b>Radabdeckung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> ABS Radspritzschutz			
03946	<input type="checkbox"/> Carbon Radspritzschutz		
<input type="checkbox"/> Seitenplatte			
03960	<input type="radio"/> Aufpreis abnehmbarer Radspritzschutz	125.00	0
<b>Armlehnen</b>			
00694	<input type="radio"/> Abschwenkbare Armlehnen (Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)	165.60	500120
Armlehnenpolster			
<input checked="" type="checkbox"/> Polster STANDARD (26 x 5) Desk			
04104	<input type="radio"/> Polster ( 30 x 6 ) Lang - anatomisch geformtes Polster	46.00	500212
<b>Optionen (1/2)</b>			
00836	<input type="radio"/> Transitrollen Installation ausgeschlossen von: Antikipp-Rollen	110.40	500125
00023	<input type="radio"/> Antikipp-Rollen <input type="checkbox"/> Rechts	73.60	500101
00024	<input type="radio"/> Antikipp-Rollen <input type="checkbox"/> Links	73.60	500101
Installation ausgeschlossen von: Transitrollen			
01048	<input type="radio"/> Schiebegriffe für Begleitperson (Abnehmbar und höhenverstellbar)	128.80	500130
00025	<input type="radio"/> Ankipphilfe <input type="checkbox"/> Rechts	46.00	500113
01046	<input type="radio"/> Ankipphilfe <input type="checkbox"/> Links	46.00	500113
00838	<input type="radio"/> Stockhalter <input type="checkbox"/> Rechts	55.20	500129
00837	<input type="radio"/> Stockhalter <input type="checkbox"/> Links	55.20	500129

Rehab GmbH, Bungertweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 67 57 Fax +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch

Code	Beschreibung	Preis	Pos.Nr.
<b>Optionen (2/2)</b>			
03947	<input type="radio"/> Tetraclip (Steckachsen für Tetraplegiker)	110.40	500212
00030	<input type="radio"/> Radgabeln mit Steckachsen nur zu ergänzen mit: Standard-Aufnahme für Vorderradgabel	110.40	500212
07058	<input type="radio"/> Rahmenschutzpolster	33.10	500212
03972	<input type="radio"/> Sicherheitsbrustgurt	46.00	500111
04103	<input type="radio"/> Sicherheitsgurt	92.00	500111
00013	<input type="radio"/> Lordose-Kissen (zum Einstecken in die Rückenpolsterung)	27.60	500209
02097	<input type="radio"/> Abschwenkbare Seitenpelotte <input type="radio"/> Rechts	184.00	500122
02098	<input type="radio"/> Links Nicht möglich mit: Rückenlehne PHYSIO	184.00	500122
01043	<input type="radio"/> Speichenschutz Schwarz (22"-24")	110.40	500125
00835	<input type="radio"/> Speichenschutz Transparent (22"-24")	110.40	500125
00019	<input type="radio"/> Speichenschutz Progeo Design (22"-24")	128.80	500125
02106	<input type="radio"/> Speichenschutz Drache (22"-24")	128.80	500125
<b>Optionales Kit</b>			
03378	<input type="radio"/> 24" Off-road Hinterräder (nur mit Aluminium Greifring)	368.00	500212

<b>PHYSIO - Rückenlehne</b>		Std. Rückenpolster nicht vorgesehen		Preis	Pos.Nr.
05308	<input type="radio"/> Schale aus Aluminium - Seitenführung STANDARD 7,5 cm	Höhe <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41		745.20	500208
05309		Höhe <input type="radio"/> 52		791.20	500208
		Seitenführungsflügel <input type="checkbox"/> A=hoch <input type="checkbox"/> B=tief			
05310	<input type="radio"/> Schale aus Aluminium - Seitenführung DEEP 15 cm	Höhe <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41	H25 nicht erhältlich für Sitzbreite (LS) 39-42-45-48	791.20	500208
05311		Höhe <input type="radio"/> 52		837.20	500208
		Seitenführungsflügel <input type="checkbox"/> A=hoch <input type="checkbox"/> B=tief			
05312	<input type="radio"/> Schale aus Carbon - Seitenführung STANDARD 7,5 cm	Höhe <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 41		855.60	500208
		Seitenführungsflügel <input type="checkbox"/> A=hoch <input type="checkbox"/> B=tief			
		<b>BEZUG</b> ◆ PLUS-Bezug mit Tasche auf der Rückseite			
05646	<input type="radio"/> SWING AWAY - Seitenpelotten <input type="radio"/> Rechts (lang) (17,5 x 11,5)			147.20	500122
05647	<input type="radio"/> Links (lang) (17,5 x 11,5)			147.20	500122
05642	<input type="radio"/> Rechts (kurz) (14 x 9,5)			147.20	500122
05643	<input type="radio"/> Links (kurz) (14 x 9,5)			147.20	500122
nicht erhältlich für die PHYSIO-DEEP-Rückenlehne und für die mit der Carbonschale					
05648	<input type="radio"/> Kopfstütze einstellbar - Doppel-Kugel-Montage-System			410.00	500114
	<input type="checkbox"/> Gross (34 x 14)				
	<input type="checkbox"/> Klein (28 x 14)				
nicht erhältlich für Rückenlehne Höhe 25 cm und für die Rückenlehne mit der Carbonschale					

Rehab GmbH, Bungertweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 67 57 Fax +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch



1 Vordere Höhe					
Mit Rahmen (95°) max. 5" Rad					
Mit Rahmen (90°) max. 5" Rad					
Mit Rahmen (85°) max. 4" Rad					
		Lenkräder			
Gabel		3"	4"	5"	6"
SPORT		max. 54	max. 55	-	-
KLEIN		max. 56	max. 57	max. 58	max. 59

Die Grösse der Radgabel wird von Progeo in Abhängigkeit von der Gesamtkonfiguration bestimmt.

2 Hintere Höhe				
	Hinterräder			
	22"	24"	25"	26"
H min	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max	max. 44	max. 46	max. 47	max. 48

3 Fussaflagen Optionen		Fussaflagen-Abstand
Automatik Fussaufflage		min. 35
Automatik Fussaufflage, mit Multifunktions-Rotationssystem		min. 30
Einteilige Fussaufflage, hochklappbar		min. 35
Einteilige Fussaufflage, hochklappbar mit Multifunktions-Rotationssystem		min. 30
Einteilige Fussaufflage Aluminium, hochklappbar		min. 35
Einteilige Carbon Fussaufflage		min. 35
Berechnet mit der besten Konfiguration und mit innenliegenden Fussaufflagen.		
<b>Wichtiger Hinweis! Von der Fussaufflage zum Boden Mindestabstand 4 cm (Vordere Sitzhöhe DP + 4 cm).</b>		

4 Hinterräder		
Modell	Merkmale	Greifring und Reifen
22" Ultra-light Progeo-Standard	nicht in Farbe Anthrazit	Aluminium-Greifring und Hochdruck Bereifung
24" Ultra-light Progeo-Standard	erhältlich für alle Farben	alle Greifringe und Reifen
24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	Silberne Nabe, schwarze Felge und 16 Speichen	alle Greifringe und Reifen
24" Ultra-light " Spinergy LX "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 12 Speichen	alle Greifringe und Reifen
24" Ultra-light " Spinergy Flexrim "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 12 Speichen	integrierte Aluminium-Gummi Greifringe - Massreduzierung bis 3 cm - alle Reifen
24" Off-Road	Farbe: Schwarz	Aluminium Greifring - Reifen Off-road
25" Ultra-light " Spinergy LX "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 12 Speichen	alle Greifringe, aber nur glatte Hochdruck-Reifen
26" Ultra-light Progeo-Standard	Farbe: Schwarz	Aluminium-Greifring und glatte Hochdruck-Reifen
26" Ultra -light " Spinergy LX "	Silberne Nabe, schwarze Felge und 18 Speichen	Aluminium-Greifring und glatte Hochdruck-Reifen

Rehab GmbH, Bunterweg 13, CH-8600 Dübendorf - Tel. +41 (0)44 821 67 57 Fax +41 (0)44 821 69 26 - e-mail: info@rehabshop.ch web: www.rehabshop.ch